

MDRC-1119 TS

Display da 19 pollici con interfaccia touch-screen per revisione clinica



- Immagini fedeli al punto di cura
- QA semplice
- Approvato per uso medico
- Con touch-screen

SPECIFICHE TECNICHE**MDRC-1119 TS**

Tecnologia schermo	LCD TFT a colori (VA)
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	483 mm (19,0")
Dimensioni schermo attivo (O X V)	301 x 376 mm (11,9 x 14,8")
Proporzioni (O:V)	5:4
Risoluzione	1MP (1280 x 1024)
Passo pixel	0,2940 mm
Imaging colore	Si
Imaging grigio	No
Supporto colore	16,7 milioni
Angolo di visuale (O, V)	178°
ULT (Uniform Luminance Technology)	No
Uniformità per pixel	No
ALC (Ambient Light Compensation)	No
BLOS (Backlight Output Stabilization)	Si
I-Guard	No
Luminanza massima	300 cd/m ²
Luminanza calibrata DICOM	180 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1300:1
Tempo di risposta (Tr + Tf)	8 ms
Frequenza di scansione (O; V)	31,5 -79,95 kHz; 50-75 Hz
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Segnali ingresso video	DVI-D Single Link VGA (DB15)
Terminali ingressi/uscite video	Sincr. orizz. e vert. separata Sincr. composita su orizz. Sincr. su verde supportata
Porte USB	1 upstream, 2 downstream
USB standard	1.1
Requisiti alimentazione (nominale)	100-240V
Consumo alimentazione (nominale)	50 W
Modalità risparmio energetico	Si
Gestione alimentazione	Stati DVI-DMPM supportati Stato accensione Stato attivo-spento Stati DPMS supportati
Orologio punto	165 MHz
Lingue OSD	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	Orizzontale: 418 x 535~425 x 223 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	Verticale: 346 x 418 x 70 mm Orizzontale: 418 x 346 x 70 mm
Dimensioni imballato (L x A x P)	502 x 494 x 294 mm
Peso netto con piedistallo	9,39 kg
Peso netto senza piedistallo	6,29 kg

SPECIFICHE TECNICHE**MDRC-1119 TS**

Peso netto imballato con piedistallo	11,7 kg
Peso netto imballato senza piedistallo	9,0 kg
Intervallo regolazione altezza	120 mm
Inclinazione	-0° / +10°
Rotazione	-45° / +45°
Perno	90°
Standard montaggio	VESA (100 mm)
Protezione schermo	ND
Modalità consigliate	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
Certificazioni	EN 60601-1-2; FCC-B; ICES-001, VCCI, KC, CCC, BSMI, CE EN 60601-1:2006+A11:2011; ANSI/AAMI ES60601-1 (2005/(R)2012 + C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012), CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1(2008), DEMKO-EN 60601-1:2006, PSE
Accessori forniti	Manuale dell'utente Cavi video (DVI Single Link, analogici) Cavi principali (RU, Europa (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; presa adattatore NEMA 5-15P), Cina (CCC)) Cavo USB Alimentazione esterna
Accessori opzionali	Sensore per display LCD medicale esterno di Barco
Software QA	MediCal QAWeb
Unità per pallet	24
Dimensioni pallet (L x A)	800 x 1200 mm
Garanzia	3 anni

Generato il: 21 Jan 2018

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.